


Anticorps Polyclonal Anti-Klrc1 Pour Wb, Elisa - P26715

Numéro d'article: CM0016832



Introduction

KLRC1 Rabbit pAb (P26715) validé pour WB et ELISA. Reconnaît NKG2-A/NKG2-B humain, un récepteur inhibiteur immunitaire présent sur les cellules NK et T. Réagit également avec la souris. Pour la recherche en immuno-oncologie et sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLRC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NKG2 ; NKG2A ; CD159A ; KLRC1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3821
ID du gène	3821
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96 à 215 de KLRC1 humain (NP_015567.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26715
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace