

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klrc4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43908

Numéro d'article: CM0016794

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le KLRC4 humain (NKG2F), validé pour le western blot, l'IF/ICC, l'IF-P et l'ELISA. Détecte la protéine NKG2-F humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs des cellules NK et les molécules du CMH de classe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLRC4
Remarques/Alias	NKG2F ; NKG2-F ; KLRC4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8302
Identifiant du gène	8302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-55 du KLRC4 humain (NP_038459.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43908
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace