

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klrd1 (Cd94) Pour Wb, Elisa - Q13241

Numéro d'article: CM0015452



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KLRD1 (CD94) humaine, un récepteur immunitaire clé des cellules NK et des cellules T. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immuno-oncologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLRD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD94; KLRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3824
GeneID	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 179 de la KLRD1 humaine (NP_002253.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13241
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace