

Anticorps Polyclonal Anti-Klrd1 Pour Wb Et Elisa - Q13241

Numéro d'article: CM0022647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le KLRD1 humain (CD94), adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la biologie des récepteurs des cellules NK et des mécanismes de points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLRD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD94 ; KLRD1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3824
ID de gène	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du KLRD1 humain (NP_002253.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13241
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace