


## Anticorps Polyclonal Anti-Klrk1 Pour Wb, Elisa - P26718

Numéro d'article: CM0028341



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KLRK1/NKG2-D humain (SWISS : P26718), validé pour WB et ELISA. Détecte le NKG2-D dans des échantillons humains et murins, idéal pour la recherche en surveillance immunitaire et oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | KLRK1 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias     | KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1                                                                                 |
| Espèce              | Humain                                                                                                                      |
| ID de Gène (Humain) | 22914                                                                                                                       |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-216 du KLRK1 humain (NP_031386.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris                                                                                                              |
| SWISS               | P26718                                                                                                                      |
| Poids Protéique     | 25kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                |