


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klrk1 Pour If/Icc Et Elisa - P26718

Numéro d'article: CM0018331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KLRK1 humain (NKG2D), validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'immunosurveillance médiée par les cellules NK et la recherche sur les points de contrôle immunitaires. Expédié avec un pain de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-KLRK1
Remarques/Synonymes	KLR ; CD314 ; NKG2D ; NKG2-D ; D12S2489E ; KLRK1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	22914
ID du gène	22914
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de KLRK1 humain (NP_031386.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26718
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac réfrigérant