


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kmt1B / Suv39H2 Pour Wb, Elisa - Q9H5I1

Numéro d'article: CM0005208



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant KMT1B/SUV39H2 humain, une histone H3K9 méthyltransférase cruciale pour la formation de l'hétérochromatine. Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KMT1B / SUV39H2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	79723 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 311-410 de KMT1B/SUV39H2 humain (UniProt : Q9H5I1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H5I1
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace