


Anticorps Polyclonal Anti-Kmt2A Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - Q03164

Numéro d'article: CM0015807



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la KMT2A (MLL, HRX) humaine. Validé par KO. Adapté pour WB, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Poids de la cible 432 kDa. Pour la recherche sur l'épigénétique et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KMT2A [validé par KO]
Remarques/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4297
Identifiant du gène	4297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 752-949 de la KMT2A humaine (NP_005924.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03164
Poids de la protéine	432 kDa
Expédition	Sac de glace