

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kmt2B Pour Wb, Elisa - Q9Umn6

Numéro d'article: CM0019069



Introduction

Anticorps polyclonal anti-KMT2B validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la histone méthyltransférase KMT2B impliquée dans la régulation épigénétique et le cancer. Adapté à la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KMT2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	HRX2 ; MLL2 ; MLL4 ; TRX2 ; WBP7 ; DYT28 ; MLL1B ; MRD68 ; WBP-7 ; CXXC10 ; KMT2B
Espèce	Humain
Identifiant de gène	9757
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1370-1570 de la KMT2B humaine (NP_055542.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMN6
Poids de la protéine	294 kDa
Expédition	Sac de glace