


Anticorps Polyclonal Anti-Kmt5A/Setd8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Numéro d'article: CM0030528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KMT5A/SETD8 humain, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique et sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KMT5A/SETD8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SET8 ; SET07 ; SETD8 ; PR-Set7 ; PR/SET07 ; KMT5A/SETD8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	387893
GeneID	387893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-393 de KMT5A/SETD8 humain (Q9NQR1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQR1
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace