


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kmt5A/Setd8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Numéro d'article: CM0029677



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KMT5A/SETD8 validé pour le Western Blot, l'Immunofluorescence et l'ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible la méthyltransférase d'histone KMT5A/SETD8 (43kDa), un répresseur mitotique et transcriptionnel critique via la monométhylation de H4K20.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KMT5A/SETD8 pAb de Lapin
Remarques/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	387893
ID du Gène	387893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-352 de KMT5A/SETD8 humain (NP_065115.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQR1
Poids Moléculaire de la Protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace