

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kmt5C Pour If-P Et Elisa - Q86Y97

Numéro d'article: CM0027692



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KMT5C (SUV420H2) pour IF-P et ELISA. Détecte la méthyltransférase d'histone humaine KMT5C, une enzyme clé pour la di- et triméthylation de H4K20, impliquée dans la répression transcriptionnelle et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KMT5C Lapin pAb
Remarques/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84787
GeneID	84787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-248 de KMT5C humaine (NP_116090.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q86Y97
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace