


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calpain 2 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Numéro d'article: CM0024023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité catalytique Calpain-2 pour WB, IHC-P, ELISA. Validé sur l'humain, la souris, le rat. Adapté à la recherche sur le remodelage du cytosquelette et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Calpain 2 pAb de lapin
Remarques/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	824
ID du gène	824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-680 de la Calpain 2 humaine (NP_001739.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17655
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace