

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-[Validé Ko] Edf1 Pour Wb Et Elisa - Q9Jmg1

Numéro d'article: CM0020338

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la souris Edf1, validé par knockout, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'Edf1 humain et murin, un coactivateur transcriptionnel impliqué dans la différenciation et le métabolisme endothéliaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Edf1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MBF1 ; 0610008L11Rik ; f1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8721
GeneID	59022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-148 de l'Edf1 de souris (NP_067494.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9JMG1
Poids moléculaire de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace