

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 [Validé Ko] Pour Wb, Elisa - Q15116

Numéro d'article: CM0029070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PD-1/CD279 humain, validé par knockout. Convient pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les voies des points de contrôle immunitaires et l'immunothérapie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin [Validé KO] PD-1/CD279
Remarques/Alias	PD1 ; PD-1 ; CD279 ; SLEB2 ; hPD-1 ; hPD-I ; hSLE1 ; 79
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5133
GeneID	5133
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15116
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace