

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kpna1 Pour Wb Et Elisa - P52294

Numéro d'article: CM0014778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KPNA1 pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Validé avec un immunogène recombinant ; idéal pour la recherche sur l'import nucléaire impliquant l'importine alpha-5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KPNA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3836
GeneID	3836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de KPNA1 humain (NP_002255.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P52294
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace