

Anticorps Polyclonal Anti-Kpna1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52294

Numéro d'article: CM0023511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre KPNA1 (importine sous-unité alpha-5). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RCH2 ; SRP1 ; IPOA5 ; NPI-1 ; KPNA1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3836
Identifiant du gène	3836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de KPNA1 humain (NP_002255.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52294
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace