

Anticorps Polyclonal Anti-Kpna2 Pour Wb/Ip/Elisa - P52292

Numéro d'article: CM0022625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KPNA2/sous-unité importine alpha-1 humaine, validé pour WB, IP et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Adaptateur clé pour l'import de protéines nucléaires via la reconnaissance de la NLS et l'amarrage à KPNB1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA2 pAb de lapin
Remarques/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3838
ID du gène	3838
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 290 de la KPNA2 humaine (NP_002257.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52292
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace