


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kpna2 Pour Wb Et Elisa - P52292

Numéro d'article: CM0005113



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin KPNA2 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'Humain, la Souris et le Rat. Reconnaît la sous-unité alpha-1 de l'importine (P52292), une protéine adaptatrice du transport nucléaire, idéale pour étudier le trafic nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA2 AcM de lapin
Remarques/Alias	QIP2 ; RCH1 ; IPOA1 ; PTAC58 ; SRP1alpha ; SRP1-alpha ; KPNA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3838
GeneID	3838
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de KPNA2 humain (P52292).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52292
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace