

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kpna3 Pour Wb Et Elisa - 000505

Numéro d'article: CM0019915

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KPNA3 humain (importine alpha-4), adapté pour les applications de Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de l'importation de protéines nucléaires, des interactions hôte-virus et de la paraparésie spastique héréditaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KPNA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3839
GeneID	3839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du KPNA3 humain (NP_002258.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	000505
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace