

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kpna3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000505

Numéro d'article: CM0030311

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité pour KPNA3, destiné aux applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît KPNA3 chez l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité alpha-4 de l'importine, clé dans l'import des protéines nucléaires et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin KPNA3
Remarques/Alias	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de KPNA3 humain (NP_002258.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000505
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace