

Anticorps Polyclonal Anti-Kpna4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00629

Numéro d'article: CM0024048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KPNA4 humain (sousunité alpha-3 de l'importine), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les essais de transport nucléaire et d'importation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du KPNA4 humain (NP_002259.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00629
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace