

Anticorps Polyclonal Anti-Kpna5 Pour Wb, Elisa - O15131

Numéro d'article: CM0029347



Introduction

KPNA5 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine humaine KPNA5 (sous-unité alpha-6 de l'importine). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SRP6 ; IPOA6 ; KPNA5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la protéine humaine KPNA5 (NP_002260.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15131
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace