

Anticorps Monoclonal Anti-Kpna6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60684

Numéro d'article: CM0006991



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la protéine humaine KPNA6 (importine alpha-7). Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Détecte une bande d'environ 60 kDa. Convient pour les études d'import et de transport des protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA6 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	IPOA7 ; KPNA6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23633
GeneID	23633
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60684
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace