

Anticorps Monoclonal Anti-Kpna6 Pour Wb - O60684

Numéro d'article: CM0006846



Introduction

Le KPNA6 Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Il réagit avec la protéine KPNA6 (importine alpha-7) humaine, murine et de rat, une protéine adaptatrice de l'import nucléaire. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	IPOA7 ; KPNA6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23633
Identifiant du gène	23633
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 69-169 de la KPNA6 humaine (NP_036448.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60684
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace