

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kpna6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60684

Numéro d'article: CM0006987



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-KPNA6 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'importine alpha-7, un adaptateur clé du transport nucléaire, permettant des études fiables du transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KPNA6 Lapin mAb
Remarques/Alias	IPOA7 ; KPNA6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23633
GeneID	23633
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 69-169 de la KPNA6 humaine (NP_036448.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60684
Poids Protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace