

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kpna6 Pour Wb, Elisa - O60684

Numéro d'article: CM0025467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité alpha-7 de l'importine humaine (KPNA6). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris, idéal pour les études sur l'import nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KPNA6 Lapin pAb
Remarques/Alias	IPOA7; KPNA6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23633
GeneID	23633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 277-536 de KPNA6 humain (NP_036448.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60684
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace