

Anticorps Monoclonal Anti-Kras+Hras+Nras Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01111/P01112/P01116

Numéro d'article: CM0003643



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant KRAS, HRAS et NRAS pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Ras et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin mAb KRAS+HRAS+NRAS
Remarques/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-188 de NRAS humain (P01111).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01111/P01112/P01116
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace