

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kras+Hras+Nras Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Numéro d'article: CM0007717



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant KRAS, HRAS et NRAS. Convient pour WB, IF/ICC, IP, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la signalisation RAS-MAPK et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KRAS+HRAS+NRAS Lapin mAb
Remarques/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Ras humain (P01111).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01111/P01112/P01116
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace