


Anticorps Polyclonal Anti-Krr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13601

Numéro d'article: CM0026006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KRR1 pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible le composant du processome de la petite sous-unité impliqué dans la biogenèse des ribosomes. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le nucléole et le traitement de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KRR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HRB2 ; RIP-1 ; KRR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-381 de KRR1 humain (NP_008974.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13601
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace