


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Krt10 Pour Wb Et Elisa - P13645

Numéro d'article: CM0024753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kératine 10 humaine (KRT10/CK10). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Pour les études des filaments intermédiaires, de la différenciation épidermique et de la biologie des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KRT10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BIE ; EHK ; IHL ; K10 ; KPP ; BCIE ; CK10 ; KRT10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3858
Identifiant du gène	3858
Immunogène	Peptide synthétique de la KRT10 humaine (aa 350-460, NP_000412.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13645
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace