

Anticorps Polyclonal Anti-Krt3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12035

Numéro d'article: CM0013853

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la KRT3 humaine, une kératine de type II spécifique de l'épithélium cornéen qui s'associe à la KRT12. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude des réseaux de filaments intermédiaires et des dystrophies cornéennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal anti-KRT3
Remarques / Alias	K3 ; CK3 ; MECD2 ; KRT3
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	3850
GeneID	3850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-390 de la KRT3 humaine (NP_476429.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12035
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac isotherme