

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Krt81 Pour Wb, Elisa - Q14533

Numéro d'article: CM0030747

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la KRT81 humaine (Kératine-81) pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour les études sur les filaments intermédiaires de kératine capillaire ; réaction croisée avec l'homme et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KRT81 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HB1 ; K81 ; Hb-1 ; KRTHB1 ; MLN137 ; ghHkb1 ; hHAKB2-1 ; KRT81
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	3887
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 350 et 450 de la KRT81 humaine (NP_002272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q14533
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace