

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ksr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivt5

Numéro d'article: CM0015755



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin dirigé contre KSR1 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Reconnaît KSR1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KSR1 pAb de lapin
Remarques/alias	KSR ; RSU2 ; KSR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8844
GeneID	8844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320 à 420 de KSR1 humain (NP_055053.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8IVT5
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace