

Anticorps Polyclonal Anti-Ktn1 Pour Wb Et Elisa - Q86Up2

Numéro d'article: CM0013209

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KTN1 humain (kinectine), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la motilité des vésicules entraînée par la kinésine, l'adhésion des intégrines et la biologie membranaire du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KTN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CG1 ; KNT ; MU-RMS-40.19 ; KTN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3895
GeneID	3895
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du KTN1 humain (NP_001072989.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UP2
Poids protéique	156 kDa
Expédition	Sac de glace