

Anticorps Polyclonal Anti-Ktn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Up2

Numéro d'article: CM0027026

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KTN1 humain (kinectine, récepteur de kinésine), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine membranaire du RE d'environ 156 kDa impliquée dans la motilité vésiculaire et l'adhésion cellulaire. Réagit de manière croisée avec l'homme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KTN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3895
GeneID	3895
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 1-100 de KTN1 humain (NP_001072989.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86UP2
Poids protéique	156kDa
Expédition	Sac de glace