

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ku70 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Numéro d'article: CM0015544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Ku70 (XRCC6) humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et le développement d'essais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Ku70 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ML8; KU70; TLAA; CTCBF; G22P1; Ku70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2547
GeneID	2547
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 408 et 609 de Ku70 humain (NP_001460.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12956
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace