

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ku70 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12956

Numéro d'article: CM0026912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine Ku70 (XRCC6), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et la voie NHEJ.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Ku70
Remarques/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Espèce	Humain
ID de gène	2547 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 501-600 de la protéine humaine Ku70 (NP_001460.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12956
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace