


Anticorps Monoclonal Anti-Ku80 Pour Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb - P13010

Numéro d'article: CM0005433



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le Ku80 humain (XRCC5). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche sur la NHEJ, la réparation de l'ADN et la maintenance des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-Ku80
Remarques/Alias	KU80 ; KUB2 ; Ku86 ; NFIV ; KARP1 ; KARP-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7520
Identifiant du gène	7520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 543-732 du Ku80 humain (NP_066964.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13010
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace