

Polyclonal Anticorps Anti-Ku80 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27641

Numéro d'article: CM0022098

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Ku80 de souris, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme et la souris. Utile pour la recherche sur la réparation de l'ADN et les télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ku80 pAb de lapin
Remarques / Alias	Ku80 ; Ku86 ; CTC85 ; CTCBF
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	7520
GenelD	22596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 543-732 de Ku80 de souris (NP_033559.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27641
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace