


Anticorps Polyclonal Anti-Ku80 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Numéro d'article: CM0028570



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Ku80 humain (XRCC5). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Détecte une bande de 83kDa. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, les NHEJ et les télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ku80 Lapin pAb
Remarques/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7520
ID de gène	7520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 543-732 du Ku80 humain (NP_066964.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13010
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace