

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Ku80 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Numéro d'article: CM0002787



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ku80 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA sur échantillons humains. Cible la protéine de réparation de l'ADN Ku80 / XRCC5 pour la recherche sur la NHEJ et la recombinaison V(D)J. Matériau brut pour IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ku80 mAc Lapin
Remarques/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Espèce	Humain
GeneID	7520
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 633-732 du Ku80 humain (P13010)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13010
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace