

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kyat3 (Kat3/Ccbl2) Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Yp21

Numéro d'article: CM0028290

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KYAT3 (pAb) validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la kynurénine aminotransférase III, impliquée dans le métabolisme du tryptophane. Idéal pour la recherche en neurosciences et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb KYAT3 de Lapin
Remarques/Alias	KAT3 ; CCBL2 ; KATIII
Espèce	Humain
GenelD	56267
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 295-394 de KYAT3 humain (NP_001008661.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6YP21
Poids Moléculaire Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace