

Anticorps Monoclonal Anti-Kynu Pour Wb, Elisa - Q16719

Numéro d'article: CM0004198



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible la kynuréninase humaine (KYNH), une enzyme clé du catabolisme du tryptophane. Il est adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec un immunogène dérivé d'une protéine recombinante. Réactivité croisée : humaine. Détecte des bandes à 34 kDa et 52 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-KYNU de lapin
Remarques / Alias	KYNU; KYNUU; kynuréninase
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8942
GeneID	8942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-465 de la KYNU humaine (NP_003928.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16719
Poids protéique	34 kDa / 52 kDa
Expédition	Sac isotherme