

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kynu Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16719

Numéro d'article: CM0027914



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la KYNU humaine (kynuréninase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme du tryptophane et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KYNU Rabbit pAb
Remarques/Alias	KYNUU; VCRL2; KYNU
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8942
GeneID	8942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-307 de la KYNU humaine (NP_001028170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16719
Poids moléculaire de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace