

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-L-Myc Pour Wb, Elisa - P12524

Numéro d'article: CM0020020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre L-Myc humain (MYCL), validé pour le western blot et l'ELISA. Convient à l'étude de la fonction des facteurs de transcription dans les processus nucléaires et les voies de signalisation oncogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L-Myc Rabbit pAb
Remarques/Alias	LMYC ; L-Myc ; MYCL1 ; bHLHe38 ; MYCL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4610
GeneID	4610
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 250 et 350 de MYCL humain (NP_001028253.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P12524
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace