


Anticorps Monoclonal Anti-L-Plastine/Lcp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13796

Numéro d'article: CM0011135



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la L-Plastine/LCP1 humaine (Plastine-2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient aux études sur l'activation des lymphocytes T, le cytosquelette d'actine et la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-L-Plastine/LCP1
Remarques/Alias	LPL ; CP64 ; PLS2 ; LC64P ; HEL-S-37 ; L-PLASTIN
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3936
ID du gène	3936
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 528 et 627 de la L-Plastine/LCP1 humaine (P13796).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13796
Poids moléculaire	70 kDa
Expédition	Poche de glace