


Anticorps Polyclonal Anti-L-Plastine/Lcp1 Pour Wb, Ip, Elisa - P13796

Numéro d'article: CM0030189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la L-Plastine/LCP1 humaine (Plastine-2, LCP-1). Validé pour WB, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L-Plastine/LCP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LPL ; CP64 ; PLS2 ; LC64P ; HEL-S-37 ; L-PLASTIN ; L-Plastine/LCP1
Espèce	Humain
GeneID	3936
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la L-Plastine/LCP1 humaine (NP_002289.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13796
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace