

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-L1R Pour Wb, Elisa - Q8V4Z7

Numéro d'article: CM0027628

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine L1R du virus du monkeypox (souche Zaire-96-I-16). Validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souche d'immunisation. Convient pour la recherche sur le monkeypox et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	L1R Lapin pAb
Espèce	Virus du monkeypox Zaire-96-I-16
GeneID	928938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 du L1R du virus du monkeypox Zaire-96-I-16 (NP_536512.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Virus du monkeypox Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace