

Anticorps Polyclonal Anti-L2Hgdh Pour Wb, Elisa - Q9H9P8

Numéro d'article: CM0027231

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le L2HGDH humain (L-2-hydroxyglutarate déshydrogénase), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L2HGDH Lapin pAb
Remarques/Alias	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Espèce	Humain
ID de gène	79944
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du L2HGDH humain (NP_079160.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9P8
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace